

Anticorpo Policlonale Anti-Ipa1 Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q7Exz2

Numero articolo: CM0021231

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro IPA1/SPL14 del riso, validato per WB ed ELISA. Rileva IPA1 di Oryza sativa (~42 kDa). Ideale per la ricerca sull'architettura vegetale e la difesa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IPA1 Rabbit pAb
Note/Alias	WFP, IPA1, SPL14, OsSPL14
Specie	Oryza sativa
GeneID	4345998
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 209-417 di IPA1 di Oryza sativa (Q7EXZ2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Oryza sativa
SWISS	Q7EXZ2
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio