

Anticorpo Policlonale Anti-Ipo4 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Tex9

Numero articolo: CM0018004



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'Importina-4 umana (IPO4), adatto per WB, IF/ICC ed ELISA. Riconosce IPO4 umana, di topo e di ratto (~119 kDa). Ideale per la ricerca sul trasporto nucleare e l'importazione di istoni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IPO4 Rabbit pAb
Note/Alias	Imp4; IPO4
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	79711
ID Gene	79711
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 728-1081 dell'IPO4 umana (NP_078934.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8TEX9
Peso Proteico	119kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio