

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ipo5 Per Wb, Elisa - O00410

Numero articolo: CM0021592



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-IPO5 per applicazioni WB ed ELISA. Rileva l'importina-5 in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per studiare il trasporto nucleare e i segnali di localizzazione nucleare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IPO5 Rabbit pAb
Note/Alias	IMB3; Pse1; imp5; KPNB3; RANBP5; IPO5
Specie	Umano
GeneID (umano)	3843
GeneID	3843
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-300 di IPO5 umano (NP_002262.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O00410
Peso Proteico	124kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio