

Anticorpo Policlonale Anti-Ipo7 Per Wb, If/Icc, Elisa - 095373

Numero articolo: CM0021819

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'importina-7 umana (IPO7/RanBP7). Validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sul trasporto nucleare e sulla via delle importine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IPO7 Rabbit pAb
Note/Alias	Imp7; RANBP7; IPO7
Specie	Umana
ID del gene (umano)	10527
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra l'amminoacido 900 e il C-terminale di IPO7 umano (NP_006382.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	O95373
Peso della proteina	120 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante