

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ipo8 Per Wb, If/Icc, Elisa - O15397

Numero articolo: CM0018450

introduzione

pAb coniglio anti-IPO8 di alta qualità (alias RANBP8) validato per Western blot, IF/ICC e ELISA su campioni di uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul trasporto nucleare e le importine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb coniglio anti-IPO8
Note/Alias	VISS; RANBP8; IPO8
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	10526
ID gene	10526
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 878-1037 della IPO8 umana (NP_006381.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O15397
Peso proteico	120 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio