

Anticorpo Monoclonale Anti-Iqgap1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P46940

Numero articolo: CM0010167



introduzione

mAb di coniglio anti-IQGAP1 per lo sviluppo di saggi IVD: validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività verso campioni umani e murini. Targetizza la proteina IQGAP1 simile a una GTPasi-activating di Ras (p195, SAR1), coinvolta nella dinamica dell'actina e nell'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-IQGAP1
Note/alias	SAR1; p195; HUMORFA01; IQGAP1
Specie	Umana
GeneID (umano)	8826
GeneID	8826
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di IQGAP1 umano (NP_003861.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	P46940
Peso della proteina	189 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante