

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Iqgap1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P46940

Numero articolo: CM0028903



introduzione

CamelBio offre anticorpo policlonale coniglio anti-IQGAP1 (P46940) validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA su umano, topo, ratto. Ideale per lo studio della dinamica del citoscheletro di actina e della segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IQGAP1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	SAR1; p195; HUMORFA01; IQGAP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8826
GeneID	8826
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 500-750 dell'IQGAP1 umano (NP_003861.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISSL	P46940
Peso proteico	189kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio