

Anticorpo Monoclonale Anti-Iqgap2 Per Wb - Q13576

Numero articolo: CM0003864



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-IQGAP2 di alta qualità per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce l'IQGAP2 umano, murino e ratto, una proteina Ras GTPase-activating-like di 181 kDa che lega CDC42/RAC1 e la calmodulina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IQGAP2 Coniglio mAb
Note/Alias	IQGAP2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	10788
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1301-1495 dell'IQGAP2 umano (Q13576).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q13576
Peso Proteico	181kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio