


Anticorpo Policlonale Anti-Irak1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P51617

Numero articolo: CM0017520



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato all'IRAK1 umano, essenziale per la ricerca sulla risposta immunitaria innata tramite le vie TLR/IL-1R. Validato per WB, IF/ICC ed ELISA; reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per studi diagnostici e di segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IRAK1 Rabbit pAb
Note/Alias	IRAK; pelle; IRAK1
Specie	Umano
GeneID (umano)	3654
GeneID	3654
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 424-633 di IRAK1 umano (NP_001020414.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P51617
Peso Molecolare Proteina	77kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio