


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Irak1 Per Wb, Elisa - P51617

Numero articolo: CM0008173



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-IRAK1 di alta qualità, validato per Western blot ed ELISA. Targetizza IRAK1 umano (P51617), una chinasi chiave dell'immunità innata coinvolta nella segnalazione TLR/IL-1R. Ideale per la ricerca in immunologia e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-IRAK1
Note/alias	IRAK; pelle; IRAK1
Specie	Umano
GeneID (umano)	3654
GeneID	3654
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 215-499 di IRAK1 umano (P51617)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P51617
Peso della proteina	77 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante