

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Irak2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O43187

Numero articolo: CM0004110

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alte prestazioni mirato all'IRAK2 umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Rileva l'IRAK2 umano e di ratto, un mediatore della segnalazione del recettore IL-1. Ideale per la ricerca sull'infiammazione e l'immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio IRAK2
Note/Alias	IRAK-2; IRAK2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3656
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-250 dell'IRAK2 umano (O43187)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	O43187
Peso Proteico	69kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio