


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Irak4 Per Wb, Elisa - Q9Nwz3

Numero articolo: CM0002419



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante, validato per KD, contro IRAK4 umano per Western blot ed ELISA. Adatto per studiare il ruolo di IRAK4 nella formazione del complesso Myddosoma, nella segnalazione TLR/IL-1R e nell'attivazione di NF-kB.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KD] mAb di coniglio IRAK4
Note/Alias	IPD1; IMD67; REN64; IRAK-4; NY-REN-64; [Validato KD] IRAK4
Specie	Umana
GeneID (Umano)	51135
GeneID	51135
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	Q9NWZ3
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio