

Anticorpo Policlonale Ire1 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O75460

Numero articolo: CM0024684



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro IRE1 (ERN1) umano. Validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Rileva IRE1 in uomo, topo e ratto. Sensore chiave della via di stress ER e della UPR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	IRE1 Rabbit pAb
Note/Alias	IRE1; IRE1P; IRE1a; hIRE1p
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2081
GeneID	2081
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 286-435 della IRE1 umana (NP_001424.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O75460
Peso proteico	110 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio