

Anticorpo Policlonale Anti-Irf1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P10914

Numero articolo: CM0024733

introduzione

Anticorpo policlonale anti-IRF1 di coniglio di alta qualità, validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce con IRF1 di uomo, topo e ratto. Ideale per studiare la funzione dei fattori regolatori dell'interferone nell'immunità e nel cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IRF1 Rabbit pAb
Note / Alias	MAR; IRF-1; IRF1
Specie	Uomo
GeneID	3659
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 181-280 di IRF1 umano (NP_002189.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P10914
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio