

Anticorpo Policlonale Anti-Irf1 Di Coniglio Per Wb, Elisa - P15314

Numero articolo: CM0028540



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce IRF1, validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso il topo. Adatto per studiare le funzioni del fattore regolatore dell'interferone 1 nell'immunità, nell'infiammazione e nella soppressione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IRF1 Rabbit pAb
Note/Alias	Irf-1
Specie	Topo
Gene ID (Umano)	3659
Gene ID	16362
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 113-212 di IRF1 umano (NP_032416.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	P15314
Peso Proteico	37 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio