


Anticorpo Policlonale Anti-Irf2Bp2 Per Wb, Elisa - Q7Z5L9

Numero articolo: CM0020887



introduzione

Anticorpo policlonale di alta qualità prodotto in coniglio, diretto contro IRF2BP2 umano (Q7Z5L9). Validato per WB ed ELISA. Reagisce crociatamente con campioni umani e murini. Ideale per studi sulla regolazione trascrizionale e sulla differenziazione delle cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-IRF2BP2
Note/alias	CVID14; IRF2BP2
Specie	Umano
GeneID (umano)	359948
GeneID	359948
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 475-545 di IRF2BP2 umano (Q7Z5L9)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q7Z5L9
Peso della proteina	61 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante