

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Irf3 (Iiae7) Per Wb E Elisa - Q764M6

Numero articolo: CM0028542

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-IRF3 (IIAE7), convalidato per rilevamento WB e ELISA, bersaglia IRF3 di Sus scrofa con reattività crociata con l'uomo. Adatto per studi sull'immunità innata e antivirali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IRF3 Rabbit pAb
Note / Alias	IIAE7
Specie	Sus scrofa
GenelD (umano)	3661
GenelD	396656
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di IRF3 di Sus scrofa (NP_998935.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q764M6
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio