

Anticorpo Policlonale Anti-Irf3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - Q14653

Numero articolo: CM0013362



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio IRF3 (pAb) per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP. Validato su umano, topo, ratto. Mira al fattore di regolazione dell'interferone 3 (Q14653), un fattore di trascrizione chiave dell'immunità innata. Ideale per la ricerca antivirale e sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio IRF3
Note/Alias	IIAE7; IRF3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3661
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14653
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio