

Anticorpo Policlonale Anti-Irf3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q14653

Numero articolo: CM0024178



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro IRF3, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA nell'uomo, nel topo e nel ratto. Chiave per gli studi sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IRF3 Rabbit pAb
Note/Alias	IIAE7; IRF3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3661
ID Gene	3661
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-200 di IRF3 umano (NP_001184052.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14653
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio