

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Irf3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P70671

Numero articolo: CM0019359



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro Irf3 murino (IRF-3, IIAE7), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce anche con antigeni umani, murini e di ratto. Ideale per studi sull'immunità innata e sulla segnalazione dell'interferone.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Irf3 Rabbit pAb
Note/alias	IRF-3, IIAE7, IRF 3
Specie	Topo
ID del gene (umano)	3661
ID del gene	54131
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 di Irf3 murino (NP_058545.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P70671
Peso della proteina	46 kDa
Spedizione	Confezione refrigerante