

Anticorpo Policlonale Anti-Irf4 Per Wb, Elisa - Q15306

Numero articolo: CM0017229



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-IRF4 validato per Western blotting e ELISA, riconosce IRF4 umano, murino e di ratto. Adatto per studiare l'attivazione trascrizionale di IRF4 in cellule linfoidi e immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IRF4 Rabbit pAb
Note/Alias	MUM1; LSIRF; SHEP8; NF-EM5; IRF4
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3662
ID Gene	3662
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 150-350 di IRF4 umano (NP_002451.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15306
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio