


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Irf5 Per Wb, Ip, Elisa - Q13568

Numero articolo: CM0002376



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio mirato all'IRF5 umano (SLEB10), validato per WB, IP, ELISA. Reagisce incrociato con il topo. Ideale per lo studio dell'immunità innata e della segnalazione degli interferoni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IRF5 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	SLEB10; IRF5
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3663
ID Gene	3663
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 6-151 dell'IRF5 umano (Q13568)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q13568
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio