


Anti-Irf5 Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Wb - Q13568

Numero articolo: CM0015230



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro IRF5 umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Adatto per studi sull'immunità innata, la segnalazione dell'interferone e la risposta infiammatoria. Reagisce in modo crociato con umano e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IRF5 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SLEB10; IRF5
Specie	Umano
GeneID (umano)	3663
GeneID	3663
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-200 di IRF5 umano (NP_001092097.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q13568
Peso Proteico	56kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio