

Anti-Irf6 Coniglio Anticorpo Monoclonale Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O14896

Numero articolo: CM0010228

introduzione

Anticorpo Monoclonale IRF6 da Coniglio (O14896) validato per WB, IF/ICC, IP, ELISA. Rileva IRF6 umano, murino e ratto. Ideale per la ricerca sulla differenziazione epidermica e sul cancro al seno.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	IRF6 Coniglio mAb
Note/Alias	LPS; PIT; PPS; VWS; OFC6; PPS1; VWS1; IRF6
Specie	Umano
GenelD (Umano)	3664
GenelD	3664
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O14896
Peso Proteico	53kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio