

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Irf6 Per Wb, Elisa - O14896

Numero articolo: CM0030864

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-IRF6 di alta qualità validato per Western blot (WB) ed ELISA. Rileva IRF6 umano, murino e di ratto. Ideale per la ricerca sullo sviluppo epidermico e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	pAb di coniglio IRF6
Note/Alias	LPS; PIT; PPS; VWS; OFC6; PPS1; VWS1; IRF6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3664
GeneID	3664
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 115-300 di IRF6 umano (NP_006138.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Murino, Ratto
SWISS	O14896
Peso Molecolare della Proteina	53 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio