

Anticorpo Policlonale Anti-Irf7 Coniglio Per Wb, Elisa - Q92985

Numero articolo: CM0014566



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro IRF7 umano per WB e ELISA; cross-reagisce con il topo. Principale regolatore trascrizionale della risposta agli interferoni di tipo I, critico per l'immunità innata contro i virus.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	IRF7 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	IMD39; IRF-7; IRF7A; IRF7B; IRF7C; IRF7H; IRF-7H; IRF7
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3665
GeneID	3665
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 50-150 di IRF7 umano (NP_001563.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q92985
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio