

## Anticorpo Policlonale Anti-Irf8 Per Wb, Elisa - Q02556

Numero articolo: CM0015966

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro IRF8 umano (ICSBP), validato per Western Blot ed ELISA. IRF8 è un fattore di trascrizione coinvolto nella segnalazione dell'interferone e nello sviluppo delle cellule dendritiche. Spedito su ghiaccio.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | IRF8 Rabbit pAb                                                                                                               |
| Note/Alias            | ICSBP; IRF-8; ICSBP1; IMD32A; IMD32B; H-ICSBP; IRF8                                                                           |
| Specie                | Umano                                                                                                                         |
| ID Gene (Umano)       | 3394                                                                                                                          |
| ID Gene               | 3394                                                                                                                          |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 137-426 di IRF8 umano (NP_002154.1). |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                         |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Reattività Incrociata | Umano                                                                                                                         |
| SWISS                 | Q02556                                                                                                                        |
| Peso Proteico         | 48kDa                                                                                                                         |
| Spedizione            | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                         |