

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Irf8 Per Wb Ed Elisa - Q02556

Numero articolo: CM0028355

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro IRF8, convalidato per WB ed ELISA. Reagisce con umano e topo. Ideale per lo studio del fattore di trascrizione coinvolto nel differenziamento delle cellule immunitarie e nella segnalazione dell'interferone.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IRF8 Rabbit pAb
Note/Alias	ICSBP, IRF-8, ICSBP1, IMD32A, IMD32B, H-ICSBP, IRF8
Specie	Umano
GeneID (umano)	3394
GeneID	3394
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 137-426 dell'IRF8 umano (NP_002154.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	Q02556
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio