

Anticorpo Monoclonale Anti-Irp2 Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - P48200

Numero articolo: CM0004234



introduzione

Anticorpo Monoclonale Anti-IRP2 Coniglio di alta qualità validato per WB, IHC-P, ELISA. Mostra reattività crociata con umano, topo e ratto. Ideale per studi sul metabolismo del ferro, regolazione genica e biomarcatori di malattia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IRP2 Rabbit mAb
Note/Alias	ACO3; IRP2; IRP2AD; NDCAMA; IRE-BP2; IRE-BP 2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3658
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 700-963 di IRP2 umano (NP_004127.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P48200
Peso Proteico	105 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio