

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Irp2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P48200

Numero articolo: CM0028818



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'IRP2 umano (IREB2), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo del ferro e le malattie neurodegenerative.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IRP2 Rabbit pAb
Note / Alias	ACO3; IRP2; IRP2AD; NDCAMA; IRE-BP2; IRE-BP 2
Specie	Uomo
ID gene (umano)	3658
ID gene	3658
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 760-963 dell'IRP2 umano (NP_004127.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P48200
Peso proteico	105 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio