

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Irs1 Per Wb Ed Elisa - P35569

Numero articolo: CM0027926



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro IRS1 (substrato 1 del recettore dell'insulina) del topo, adatto per Western blot ed ELISA. Utile per la ricerca sulla segnalazione insulinica, il metabolismo del glucosio e le vie di crescita cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IRS1 Rabbit pAb
Note/Alias	G972R; IRS-1
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	3667
ID Gene	16367
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P35569
Peso Proteico	131 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio