

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Irs1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35568

Numero articolo: CM0014028



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro IRS1 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Riconosce IRS1 umano, murino e di ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione dell'insulina e sul diabete.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IRS1 Rabbit pAb
Note/Alias	HIRS-1; IRS1
Specie	Umano
ID del gene (umano)	3667
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1043-1242 di IRS1 umano (NP_005535.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P35568
Peso della proteina	132 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante