

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Irs2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y4H2

Numero articolo: CM0029071



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro IRS2 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Essenziale per la ricerca sulla segnalazione insulinica, il metabolismo del glucosio e la proliferazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IRS2 Rabbit pAb
Note/Alias	IRS-2; IRS2
Specie	Umano
GeneID (umano)	8660
GeneID	8660
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1238-1338 di IRS2 umano (NP_003740.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y4H2
Peso Molecolare Proteina	137kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio