

Anticorpo Policlonale Anti-Isu Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q9H1K1

Numero articolo: CM0026244



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio prodotto contro la proteina ISCU umana ricombinante, adatto per WB e ELISA. Validato per campioni umani; agisce sulla proteina scaffold mitocondriale coinvolta nella biogenesi dei cluster ferro-zolfo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ISCU Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HML; ISU2; NIFU; NIFUN; hnifU; 2310020H20Rik; ISCU
Specie	Umano
GeneID (umano)	23479
GeneID	23479
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-167 di ISCU umano (NP_998760.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	Q9H1K1
Peso proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio