

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Isg20 Per Wb, Elisa - Q96Az6

Numero articolo: CM0015524



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-ISG20 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Utile per studi sull'immunità innata antivirale, sui geni stimolati dall'interferone e sul metabolismo dell'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	ISG20 Rabbit pAb
Note/Alias	CD25, HEM45, ISG20
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3669
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-70 dell'ISG20 umano (NP_002192.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96AZ6
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio