

Anticorpo Monoclonale Anti-Islet1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P61371

Numero articolo: CM0002219

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che riconosce l'Islet1 umano (P61371), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo incrociato con il topo. Ideale per studiare la differenziazione neuronale e lo sviluppo cardiaco.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Islet1 Rabbit mAb
Note/Alias	Isl-1; ISLET1; Islet1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3670
GeneID	3670
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 dell'Islet1 umano (P61371).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P61371
Peso Proteico	39 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio