

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Islet1 Per Wb, Elisa - P61371

Numero articolo: CM0028848

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Islet1 di alta qualità, validato per applicazioni WB ed ELISA. Reagisce con Islet1 umano, di topo e di ratto, un fattore di trascrizione chiave nello sviluppo. Ideale per la ricerca neuroscientifica, cardiaca e sulle cellule staminali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Islet1 Rabbit pAb
Note/Alias	Isl-1; ISLET1; Islet1
Specie	Umana
GeneID (umano)	3670
GeneID	3670
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-349 di Islet1 umano (NP_002193.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P61371
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio