


Anticorpo Policlonale Anti-Ist1 Per Wb, Elisa - P53990

Numero articolo: CM0029754



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro IST1 (CHMP8, OLC1). Validato per WB ed ELISA, reagisce con umano, topo e ratto. Adatto per lo studio della citochinesi mediata da ESCRT-III e della dinamica dell'involucro nucleare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IST1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	OLC1; CHMP8; IST1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9798
GeneID	9798
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-335 dell'IST1 umana (NP_001257906.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P53990
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio