


Anticorpo Policlonale Anti-Isy1 Per Wb, Elisa - Q9ULr0

Numero articolo: CM0018163



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega all'ISY1 umano, un fattore di splicing del pre-mRNA e un regolatore della lavorazione dei miRNA. Validato per applicazioni di Western blot ed ELISA, con reattività crociata su campioni umani e murini. Ideale per la ricerca sullo splicing e sulle cellule staminali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ISY1 pAb coniglio
Note/Alias	FSAP33; ISY1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	57461
Gene ID	57461
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-307 dell'ISY1 umano (NP_001186398.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9ULR0
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio