

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Isyna1 Per Wb E Elisa - Q9Nph2

Numero articolo: CM0027086

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia ISYNA1 umano, validato per Western blot (WB) e ELISA. Rileva ISYNA1 di uomo, topo e ratto. ISYNA1 è l'enzima limitante la velocità nella biosintesi del mio-inositolo. Adatto per ricerche su segnalazione metabolica e lipidica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ISYNA1 Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	IPS; INO1; INOS; IPS 1; IPS-1; ISYNA1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	51477
ID gene	51477
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 di ISYNA1 umano (NP_057452.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9NPH2
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio