


Anticorpo Policlonale Anti-Itch Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q96J02

Numero articolo: CM0022728



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ITCH (AIP4), validato per WB, IHC-P ed ELISA con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Ideale per studiare la funzione della ligasi E3 ubiquitina e le vie di segnalazione infiammatoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ITCH Rabbit pAb
Note/Alias	AIF4; AIP4; ADMFD; NAPP1; ITCH
Specie	Umano
GeneID (Umano)	83737
GeneID	83737
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-155 di ITCH (NP_001244066.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96J02
Peso Proteico	103kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio