

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Itga10 Per Wb Ed Elisa - 075578

Numero articolo: CM0024281

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'ITGA10 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce con umano e topo. Adatto per studi sui recettori del collagene. Peso proteico: 128kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	ITGA10 Rabbit pAb
Note/Alias	PRO827; ITGA10
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8515
GeneID	8515
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 801-1040 dell'ITGA10 umano (NP_003628.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	075578
Peso Proteico	128kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio