


Anticorpo Monoclonale Anti-Itga1/Cd49A () Per Fc - P56199

Numero articolo: CM0012666



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-ITGA1/CD49a umano coniugato con per citometria a flusso. Riconosce l'integrina alfa-1, un recettore per laminina e collagene, consentendo il rilevamento affidabile di questa molecola di adesione cellulare in campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-ITGA1/CD49a umano
Note/Alias	VLA1; CD49a
Specie	Umano
ID del gene (umano)	3672
ID del gene	3672
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-1141 di ITGA1/CD49a umano (NP_852478.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P56199
Peso della proteina	131 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio