

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Itga8 Per Wb Ed Elisa - P53708

Numero articolo: CM0017333

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ITGA8, generato con immunogeno proteico ricombinante. Validato per WB ed ELISA, cross-reattivo con umano, topo e ratto. Peso molecolare target 117 kDa. ITGA8 è una subunità alfa dell'integrina coinvolta nello sviluppo renale e nell'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ITGA8 Rabbit pAb
Note/Alias	ITGA8
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8516
GeneID	8516
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 907-1000 di ITGA8 umano (NP_003629.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P53708
Peso Proteico	117kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio