

Anticorpo Policlonale Anti-Itga9 Per Wb, Elisa - Q13797

Numero articolo: CM0025116

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'integrina alfa-9 (ITGA9), validato per WB ed ELISA con cross-reattività con il topo. Ideale per studi sull'adesione cellulare e sulla ricerca vascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ITGA9 Rabbit pAb
Note/Alias	RLC; ITGA4L; ALPHA-RLC; ITGA9
Specie	Umano
GeneID (umano)	3680
GeneID	3680
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-250 dell'ITGA9 umano (NP_002198.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-reattività	Topo
SWISS	Q13797
Peso proteico	114kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio