

Anti-Itgae (Cd103) Anticorpo Policlonale Coniglio Per Wb E Elisa - P38570

Numero articolo: CM0026372



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità che targeting l'integrina alfa-E (CD103). Validato per Western blot, ELISA con reattività crociata a umano, topo e ratto. Ideale per investigare l'adesione dei linfociti, l'immunità mucosale e la biologia della barriera epiteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ITGAE Coniglio pAb
Note/Alias	CD103; HUMINAE; ITGAE
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3682
Gene ID	3682
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 19-200 dell'ITGAE umano (NP_002199.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P38570
Peso Proteico	130kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio