

Anticorpo Policlonale Anti-Itgax Per Wb, If/Icc, Elisa - P20702

Numero articolo: CM0013100



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ITGAX umano (CD11C) per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Ideale per lo studio dell'adesione dei monociti, delle risposte infiammatorie e della fagocitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ITGAX Rabbit pAb
Note/alias	CD11C; SLEB6; ITGAX
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	3687
GeneID	3687
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 146-342 di ITGAX (NP_000878.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P20702
Peso della proteina	128 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante