

Anticorpo Policlonale Anti-Itgb3Bp Per Ihc-P E Elisa - Q13352

Numero articolo: CM0014793



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio targeting ITGB3BP umano (CENPR, NRIF3). Convalidato per IHC-P e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per studi su centromeri, regolazione trascrizionale e apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ITGB3BP Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	CENPR; NRIF3; TAP20; CENP-R; HSU37139; ITGB3BP
Specie	Uomo
GeneID	23421
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-111 di ITGB3BP umano (NP_055103.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13352
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio