

Anticorpo Policlonale Anti-Itgb3Bp Per Wb E Elisa - Q13352

Numero articolo: CM0030324



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting su ITGB3BP umano (CENPR, NRIF3), validato per WB e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla regolazione della trascrizione e sul centromero/cinetocore.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ITGB3BP Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CENPR; NRIF3; TAP20; CENP-R; HSU37139; ITGB3BP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23421
GeneID	23421
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-111 di ITGB3BP umano (NP_055103.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13352
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio