


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Itgb5 Per Wb E Elisa - P18084

Numero articolo: CM0024617



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-ITGB5 per WB e ELISA. Rileva ITGB5 di uomo, topo e ratto. Immunogeno ricombinante, 88 kDa. Per studi sull'adesione cellulare e l'ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ITGB5 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ITGB5
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	3693
ID gene	3693
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 490-720 di ITGB5 umano (NP_002204.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P18084
Peso proteico	88kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio